


Empfohlene Fadenstärken für Federöhr-Nadeln

Recommended Suture Diameters for Spring Eye Needles

tailles des files recommandées pour les aiguilles avec chas à ressort

Diámetro de sutura recomendado para agujas con ojo de resorte

 Ø mm	Nahtmaterial - sutures - files - suturas	
	USP	metric
0,55	2/0	3
0,65	0	3,5
0,75	1	4
0,85	1	4
1,0	1-2	4-5
1,1	2-4	5-6
1,2	3-5	5-6
1,3	3-5	6-7
1,4	3-6	6-8
1,6	3-7	6-9
1,8	3-8	6-10
2,0	3-8	6-10
2,2	3-8	6-10



Eine Abweichung von diesen Abmessungen kann eventuell zu einer Beschädigung des Nadelöhres durch stärkeres Nahtmaterial führen.

Die Verwendung von um eine Stufe dünnerem Nahtmaterial ist generell möglich, jedoch sind ACUFIRM Federöhrnadeln nicht für Nahtmaterial mit einer Stärke von USP 5/0 oder kleiner geeignet.

The usage of sutures not according to our recommendations, i.e. material too strong, can lead to a damage of the needle eye.

The usage of suture thinner by one size is possible in general. Kindly note that ACUFIRM spring eye needles are not recommended for sutures size USP 5/0 or smaller.

Une déviation de ces mesures peut conduire éventuellement à des dégâts de chas d'aiguille par un suture plus fort.

L'utilisation d'une suture plus mince autour d'une taille est généralement possible, cependant ACUFIRM ne sont pas des aiguilles de chas à ressort pour sutures avec un taille de USP 5/0 ou plus petit appropriés.

El uso de suturas no acordes con nuestras recomendaciones, por motivo de una material demasiado grueso, puede estropear el ojo de resorte.

El uso de hilos más finos en un calibre es posible en general. Teniendo en cuenta que las agujas de ojo de resorte ACUFIRM no están recomendadas para suturas de medida USP 5/0 o más pequeñas.